

# BioMend® & BioMend® Extend™



30 mm x 40 mm

20 mm x 30 mm

15 mm x 20 mm



## MEMBRANAS DE COLÁGENO REABSORBIBLES

### 1 Reabsorbible<sup>1</sup>

Elimina la necesidad de una segunda cirugía para retirar la membrana, lo que reduce el trauma sobre la herida y el tiempo de tratamiento quirúrgico.



Preparación de una membrana BioMend para su colocación en la cavidad del seno maxilar.

### 2 Oclusiva para las células

Funciona como una barrera que impide la migración de células epiteliales y permite el paso de nutrientes esenciales.<sup>1</sup>

### 3 Mantenimiento del espacio

Soporte suficientemente rígido para la regeneración del tejido en procedimientos de regeneración tisular y ósea guiados.



**ZIMMER BIOMET**  
Your progress. Our promise.®

# BioMend® & BioMend® Extend™

LA MEMBRANA REABSORBIBLE SUFICIENTEMENTE RÍGIDA PARA CREAR Y MANTENER EL ESPACIO

## EXCELENTE MANEJO

- Resistente al desgarro, suturable y flexible.
- Fácil de manipular incluso estando hidratada.
- Suficientemente rígida para crear y mantener el espacio.

## FUNCIÓN DE BARRERA VERSÁTIL

- Indicada para su uso en procedimientos de regeneración tisular y ósea guiados.
- La membrana de colágeno BioMend se reabsorbe aproximadamente en 8 semanas.<sup>1</sup>
- La membrana de colágeno BioMend Extend se reabsorbe aproximadamente en 18 semanas.<sup>1</sup>



1 Defecto en la cortical vestibular del diente n.º 3.



2 Preparación de la membrana para su colocación.



3 Membrana recortada para su colocación.



4 Membrana colocada en el alvéolo.



5 Suturas colocadas para cerrar el sitio quirúrgico.



6 Resultado estético final.

Fotografías clínicas ©2013 Gary T. Jones, DMD, Sandhills Oral and Maxillofacial, Fayetteville, Carolina del Norte, EE. UU. Todos los derechos reservados. Los resultados individuales pueden variar.

## Información para realizar pedidos:

Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
0103Z	Membrana BioMend, 15 x 20 mm	0140Z	Membrana BioMend Extend, 15 x 20 mm
0105Z	Membrana BioMend, 20 x 30 mm	0141Z	Membrana BioMend Extend, 20 x 30 mm
0107Z	Membrana BioMend, 30 x 40 mm	0142Z	Membrana BioMend Extend, 30 x 40 mm

<sup>1</sup> Datos de archivo de Collagen Matrix, Inc.

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303 o visite [zimmerbiometdental.es](http://zimmerbiometdental.es)

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA  
Phone: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.  
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª  
C/Tirso de Molina, 40  
08940, Cornellà de Llobregat  
Teléfono: 93-470-59-50  
Fax: 93-372-11-25  
Atención al cliente: 900 800 303

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental (y, en el caso de la distribución y la comercialización, sus socios comercializadores autorizados). En determinados países, las membranas BioMend y BioMend Extend son fabricadas por Collagen Matrix, Inc. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZB0056ES REV A 08/17 ©2017 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

